

# Eurosonic® Micro

Pequeñas dimensiones,  
grandes prestaciones

Cuba de ultrasonidos electrónica con único programa de trabajo de 10 minutos. Dotada de un transductor piezocerámico, Eurosonic® Micro es ideal para limpiar instrumentos pequeño o de forma compleja con cavidades de difícil acceso. Tanque de acero inoxidable con capacidad de 0,5 litros. Tapa incluida.



**Capacidad cuba:**

0.5 L



**Tamaño (lxaxa):**

235 x 130 x 170 mm



**Peso:**

1.1 Kg