

E5

Autoclave de classe N pour prothésistes dentaires

L'E5 est l'autoclave des systèmes de stérilisation Euronda Pro System qui offre un excellent rapport qualité-prix, sans pour autant sacrifier les stricts standards de sécurité Euronda.

Autoclave électronique de classe N 100 % automatique, géré par microprocesseur. Méthode de travail thermodynamique avec contrôle de la pression et de la température. Possibilité de sélectionner parmi deux cycles de stérilisation qui s'adaptent aux exigences du cabinet dentaire : 121°C et 134°C. Sur le panneau de commande, il est possible de suivre leur évolution à travers des signaux lumineux et des alarmes sonores. Temps de séchage : 15 minutes. Mécanisme d'ouverture/fermeture de porte avec double microcontact de sécurité. Réservoirs séparés antirecyclage, lecture analogique de la pression par manomètre, avancement du cycle synoptique.

Dispositif Médical Classe IIb, CE0051 - IMQ - pour soins médicaux et dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. L'ensemble des produits présentés sur cet imprimé est fabriqué par la société Euronda SPA, Italie.



Classification

Chambre moulée en acier inoxydable, certifiée PED 2014/68/CE (Directive en matière d'équipements sous pression)



Capacité de la chambre

18 L



Poids

35 Kg (machine vide avec panier et plateaux)



Dimensions (lxhxp)

450 x 385 x 500 mm



Puissance consommée

1500 W 6.5 A